

شرکت نوآوران

موارد ایمنی استفاده از دوچرخه پدالی دست و پا

1. ابتدا کلید دستگاه را رو خاموش 0 قرار دهید سپس به برق متصل نماید
2. قبل از روشن کردن دستگاه، پاهای خود را بر روی پدال دوچرخه ثابت کنید و سپس کلید روشن را بزنید.
3. هرگز پدال را خالی بدون فرد روشن نکنید. ممکن است پدال پا با زمین برخورد کند.
4. در حالت خاموش از پدال برای ورزش استفاده نکنید باعث خورد شدن گیربکس می گردد و شامل گارانتی نمی باشد. این دستگاه فقط برای استفاده بصورت برقی Passive می باشد.
5. ***** **بسیار مهم** - جهت تعویض جهت چرخش، اول دستگاه را خاموش نمایید، سپس جهت را تغییر دهید. و یا کلید را به حالت وسط درآورده و پس از ۵ ثانیه جهت را تغییر دهید.
6. هنگام استفاده از دستگاه از فشار بر روی پدال های دست و پا جدا خودداری فرمایید این حرکت هم موجب خورد شدن گیربکس دستگاه می گردد.
7. از ایستادن روی پدال ها جدا خودداری فرمایید.
8. حداکثر وزن استفاده کننده ۹۰ کیلو گرم بدون اعمال مقاومت می باشد.
9. بعد از استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.

باسپاس فراوان

شرکت نوآوران